

190 c



Dispositive medical
Dispositif medical
Medical device



EKUBERG
pharma

MADE IN ITALY
Via Fosselle, 38 - 73025-Montone (LE)
Certified company ISO 9001:2008
www.dermosart.com
customer service: ekuberg@dermosart.com

Rev. 0 del 11/2017

Hướng dẫn sử dụng Dermoxen BACTOR

Viên đặt phụ khoa Dermoxen[®] BACTOR với tác dụng bảo vệ, duy trì và làm mịn được khuyến cáo trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị viêm phụ khoa và viêm âm đạo do nấm và vi khuẩn. Nhờ có acid hyaluronic (dưới dạng muối natri) giúp tái tạo niêm mạc âm đạo.

Hỗ trợ điều trị trong:

- Trường hợp viêm âm đạo tái phát và viêm phụ khoa.
- Làm giảm tình trạng ngứa, đỏ rát và mất mùi khó chịu.
- Phục hồi cấu trúc sinh học âm đạo, ngay cả trong các trường hợp bị bệnh tiểu đường và/hoặc căng thẳng.
- Phòng ngừa các trường hợp nhiễm trùng sau khi phẫu thuật.

Hướng dẫn sử dụng và liều dùng: rửa sạch tay cẩn thận, lấy một viên đặt âm đạo và đặt sâu vào bên trong âm đạo ở vị trí nằm ngửa, trước khi đi ngủ. Khuyến cáo sử dụng một viên đặt mỗi ngày trong 7 ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Thành phần: Acid hyaluronic (dạng muối Natri), Vitamin E, chiết xuất lô hội, Chlorhexidin dihydrochloride, acid lactic, glyceride bán tổng hợp.

Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với mắt; trường hợp nếu tiếp xúc với mắt, rửa ngay với nước. Giữ xa khỏi tầm tay của trẻ em. Không được nuốt. Bảo quản ở nơi khô mát, tránh xa khỏi nhiệt (bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn 25°C). Không sử dụng sau ngày hết hạn in trên vỏ hộp. Không sử dụng nếu bao bì bị mở hoặc bị hỏng. Không dùng quá liều được khuyến cáo, ngoại trừ trường hợp được bác sĩ chỉ định. Trường hợp miễn cảm với thành phần của sản phẩm, ngưng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến của bác sĩ. Không sử dụng nếu niêm mạc bị trầy xước.

Nhà sản xuất:



MADE IN ITALY
Via Pozzello, 36 - 73025- Martano (LE)
Certified company ISO 9001:2008
www.dermoxen.com
customer service: ekuberg@dermaxen.it

DermoXEN®

Dermoxen® BACTOR ovuli vaginali

ad azione protettiva, riequilibrante e lenitiva, sono suggeriti per il trattamento e la prevenzione di **vaginosi e vaginiti batteriche e micotiche**. Grazie alla presenza dell'**Acido ialuronico** (sale sodico) favoriscono la rigenerazione delle mucose vaginali.

Trattamento suggerito:

- in caso di **vaginiti e vaginosi ricorrenti**;
- per attenuare il **prurito, il bruciore e combattere i cattivi odori**;
- per riequilibrare l'ecosistema vaginale, **anche in caso di diabete e/o stress**;
- come prevenzione **dopo interventi chirurgici**.

Modo d'uso e posologia: lavare adeguatamente le mani, estrarre l'ovulo e introdurlo profondamente in vagina, in posizione supina, prima di coricarsi. Si consiglia l'utilizzo di 1 ovulo al giorno per 7 giorni o secondo il parere del medico.

Composizione: Acido ialuronico (sale sodico), Vitamina E, estratto lipofilo di Aloe Vera, Clorexidina Dicloridrato, acido lattico, gliceridi semisintetici.

Avvertenze: evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto lavarli con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore (temperatura inferiore a 25°C). Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata in astuccio. La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato correttamente. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Non eccedere con la dose raccomandata, salvo diverso parere medico. In caso di sensibilizzazione sospendere l'utilizzo e consultare il proprio medico. Non utilizzare su mucosa lesa.

DermoXEN®

Dermoxen® BACTOR vaginal ovules

with protective, restoring and soothing action, are recommended for the treatment and prevention of **vaginitis and bacterial and fungal vaginitis**. Thanks to the presence of **Hyaluronic Acid** (sodium salt), they favour the regeneration of vaginal mucosa.

Suggested treatment:

- in **case of recurrent vaginitis and vaginosis**;
- to attenuate **itching, burning and fight bad odour**;
- to restore vaginal ecosystem, **even in case of diabetes and/or stress**;
- to prevent infections **after surgical procedures**.

Directions for use and dosage: wash your hands carefully, extract one single ovule and insert it deeply into the vagina, in a supine position, before going to bed. It is recommended to use 1 ovule a day for 7 days or according to your doctor's advice.

Composition: hyaluronic acid (sodium salt), Vitamin E, lipophilic extract of Aloe vera, Chlorhexidine dihydrochloride, lactic acid, semisynthetic glycerides.

Warnings: avoid contact with eyes; in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. Do not swallow. Store in a cool and dry place, away from heat sources (at temperature lower than 25°C). Do not use after the expiry date indicated on the box. Expiry date refers to the product properly stored. Do not use if the package is opened or damaged. Do not exceed recommended dose, unless otherwise advised by your doctor. In case of sensitization, stop using the product and consult your doctor. Do not use on damaged mucous membrane.



Rev. 0 del 11/2017

EKUBERG
pharma
MADE IN ITALY
Via Pozzella, 36 - 73025 - Marone (BR)
Certified company ISO 9001:2008
www.dermoxen.com
customer service: ekuberg@dermozen.it

Data

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DIMENSIONI APERTO	FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DIMENSIONI CHIUSO	FRONTE/RETRO	PRODOTTO / CLIENTE	COLORI
100x150 mm	100x37,5 mm	SI		

Rev.