

## LUMIX 0.3 EYE DROPS

DUNG DỊCH NHỎ MẮT

### THÀNH PHẦN

Sodium Hyaluronate 0.3 %

### MÔ TẢ

Dung dịch nhãn khoa LUMIX 0.3 EYE DROPS chứa Natri Hyaluronate 0,1%, một loại polymer tự nhiên cũng có trong cấu trúc của mắt người. Các đặc tính vật lý đặc biệt của Natri Hyaluronate tạo nên công thức này là khả năng giữ nước và đàn hồi của nó. Natri Hyaluronate cung cấp một lớp phủ ổn định trên bề mặt của mắt, lớp này sẽ bị loại bỏ dần khi chớp mắt.

### CHỈ ĐỊNH

LUMIX 0.3 EYE DROPS được nghiên cứu và phát triển trong thời gian dài dùng để điều trị cảm giác khô mắt, mệt mỏi, khó chịu.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

### CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Không sử dụng nếu nắp bị lỏng, vỡ. Không chạm đầu nhỏ giọt vào mắt để tránh bị trầy xước mắt và làm bẩn dung dịch bên trong chai. Nếu xảy ra hiện tượng mắt bị kích ứng, ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ nhãn khoa. Không được nuốt. Không sử dụng khi hết hạn sử dụng. Sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở nắp.

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Bước 1: Rửa tay trước khi sử dụng

Bước 2: Vặn nắp ngược chiều kim đồng hồ

Bước 3: Nhỏ 2 giọt vào mỗi bên mắt

Bước 4: Đóng chặt nắp lọ sau khi sử dụng

Có thể nhỏ giọt LUMIX 0.3 EYE DROPS mà không cần tháo kính áp tròng. Chỉ sử dụng để nhỏ mắt

### BẢO QUẢN

Bảo quản ở nơi thoáng mát, dưới 30°C.

### QUY CÁCH

Lọ 10ml

### Sản xuất bởi:

East Midlands Pharma Ltd

Unit 1, Crosslink 646, Rothley Lodge Commercial Park, Rothley, Leicestershire, LE7 7NL, United Kingdom.

## LUMIX 0.3 EYE DROPS

Eye drops

### INGREDIENTS:

Isotonic buffered solution with Sodium Hyaluronate 0.3% and PHMB

### USE:

Lumix 0.3 have been specially developed to provide effective and long lasting relief for dry, tired and irritated eyes

### WARNINGS:

Do not use if seal is broken. Do not touch your eye with the dropper tip to avoid scratching your eye and contaminating the solution inside the bottle. Do not use if allergic to any of the ingredients. If eye irritation occurs, discontinue use and consult your pharmacist or optician. Do not use at the same time as using other eye preparations. Do not swallow. Do not use after the expiry date. Use within 90 days of opening.

### DIRECTIONS:

Drops can be used without having to remove contact lenses. For use in eyes only.

- 1.Wash your hands before use.
- 2.To open, twist cap anti-clockwise.
- 3.Two drops per eye as often as needed.
- 4.Close bottle tightly after use.

### STORAGE

Store between 5°C to 30°C. Avoid direct sunlight

### Manufactured by :

East Midlands Pharma Ltd

Unit 1, Crosslink 646, Rothley Lodge Commercial Park, Rothley, Leicestershire, LE7 7NL, United Kingdom.