

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘT PHỦ BẢO VỆ, LÀM LẠNH VẾT THƯƠNG HỒ DẠNG XỊT

HYALO4 SILVER SPRAY

Chỉ định

Điều trị các tổn thương da không bị nhiễm trùng (ví dụ như trầy xước, sướt qua da, nứt da, vết cắt, vết thương phẫu thuật nhỏ, bỏng cục bộ mức độ 1 và 2), vết thương ở bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường, chân của vận động viên và vết loét do tì đè.

HYALO4 SILVER SPRAY hoạt động như thế nào

HYALO4 SILVER SPRAY là chai xịt dạng hỗn dịch để sử dụng tại chỗ có chứa axit hyaluronic, bạc kim loại và vitamin E. Axit hyaluronic và bạc được kết hợp trong một chất nền (cao lanh và tinh bột) có đặc tính hấp thụ. Sự hấp thụ của dịch tiết tạo ra một môi trường thuận lợi cho quá trình tái tạo mô tự nhiên, cùng với axit hyaluronic và bạc hình thành một hàng rào bảo vệ chống lại sự xâm nhập của vi sinh vật. Hoạt động tạo màng của vitamin E, bằng cách hỗ trợ quá trình tái tạo biểu mô, giúp phục hồi các điều kiện làm ẩm da tối ưu.

Liều lượng và cách sử dụng

- 1) Rửa sạch vết thương trước khi xịt **HYALO4 SILVER SPRAY**
- 2) Lắc đều bình xịt trong vài giây trước khi sử dụng.
- 3) Giữ bình xịt ở vị trí thẳng đứng, cách vết thương 15cm, phun một lượng bột vừa đủ phủ lên bề mặt vết thương.
- 4) Nên băng vết thương bằng gạc vô trùng sau khi xịt **HYALO4 SILVER SPRAY**.
- 5) Sử dụng một hoặc hai lần một ngày, tùy theo tình trạng của vết thương.
- 6) Sản phẩm được loại bỏ dễ dàng bằng cách rửa vết thương bằng nước muối sinh lý.

Thận trọng

- Sử dụng bên ngoài: không nuốt hoặc hít phải.
- Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu tiếp xúc xảy ra, hãy rửa sạch bằng nhiều nước.
- Tránh để vùng điều trị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp của bình xịt với vết thương.
- Trong trường hợp phản ứng có hại, ngưng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng kéo dài.
- Đóng kín chai sau khi sử dụng.
- Không sử dụng nếu gói bị hư hỏng hoặc quá hạn sử dụng

Thành phần

Thành phần chính: 0,25% muối natri axit hyaluronic
Các thành phần khác: bạc kim loại, cao lanh, tinh bột ngô, vitamin E, dầu cám gạo, terpineol, disiloxan và chất đẩy.

Chống chỉ định

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào. Không có triệu chứng quá liều được ghi nhận. Không có tương tác với thuốc hoặc sản phẩm thuốc được biết. Phụ nữ có thai nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ từ + 5°C đến + 30°C



Nguy hiểm: Bình xịt cực kỳ dễ cháy.

Bình chứa điều áp: có thể bị vỡ nếu được làm nóng. Tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn bắt lửa khác. Không hút thuốc. Không xịt vào ngọn lửa trần hoặc nguồn đánh lửa khác. Không được khoan hay đốt, thậm chí sau khi sử dụng. Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời.

Không tiếp xúc với nhiệt độ quá 50°C /122°F. Tránh xa tầm tay trẻ em.

Số lô sản xuất và ngày hết hạn được ghi dưới đáy bình xịt.

Ngày hết hạn sử dụng được đề cập chỉ khi sản phẩm không bị hư hại và được bảo quản đúng cách. Không chứa khí đẩy phá hủy tầng ôzôn.

Sau khi sử dụng, vứt bỏ theo quy định hiện hành của địa phương.

Nhà sản xuất

Nirial Pharma srl
Via Rovani, 7
20123 Milano (Italy)
www.nirialpharma.com

Phân phối bởi:

Fidia farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD)
Italia

	Sử dụng trước ngày		Tránh độ ẩm
	Số lô sx		Vui lòng vứt bỏ cẩn thận sau khi dùng
	Số Catalogue		Nhà sản xuất
	Nhiệt độ bảo quản		Khí dung cực kỳ dễ cháy nguy hiểm
	Tránh ánh sáng mặt trời		