



Information leaflet:

STARBALM® COLD GEL
STARBALM® COLD SPRAY
STARBALM® INSTANT COLD PACKS

Read the information leaflet carefully before use.

STARBALM® COLD is the blue line of STARBALM® that focuses on cooling to prevent swelling and sports injuries.

STARBALM® COLD GEL

STARBALM® Cold Gel is a medical device. STARBALM® Cold Gel can be used during and after exercises or other physical activities. It helps the healing process of stressed and sensitive muscles and the healing of sports injuries.

Usage

STARBALM® Cold Gel can be applied more than once a day. The gel must be smeared out. The cooling sensation can be noticed immediately.

STARBALM® COLD SPRAY

STARBALM® Cold Spray is a medical device. The cold spray can be used for a fast cooling effect for sports injuries.

Usage

Shake well before use. Spray 15 cm from the skin. Prevent inhalation and contact with the eyes.

STARBALM® INSTANT COLD PACKS

STARBALM® Instant Cold Pack is an Icepack and is a medical device. Instant Cold Packs are perfect for use of injuries and to treat swelling.

STARBALM® Instant Cold Packs don't need to be kept cold, which makes them perfect to keep in your sportsbag! Perfect for application on acute injuries, where cold therapy is recommended.

Usage

STARBALM® Instant Cold Packs are activated by squeezing firmly. After squeezing the user shakes the pack, which will turn cold instantly. The pack will remain cold for 15 to 20 minutes.

Warnings

For external use only and apply on intact skin. May cause an allergic reaction in some individuals with sensitive skins; test on a small area first before use. Do not use in case of hypersensitivity to any of the ingredients. Immediately stop using if the skin becomes irritated or an allergic reaction occurs. If symptoms persist, consult your doctor. After application of the products, do not cover the skin with occlusive compresses. Do not use around the eyes, mucous membranes, wounds, sensitive areas and/or irritated skin. Not recommended for use by children under 6 years of age.

Storage

Keep out of reach of children.
Store in a cool and dry place.
Keep the spray away from sun and temperatures exceeding 50°C.



Tờ thông tin in rời:

STARBALM® COLD GEL
STARBALM® COLD SPRAY
STARBALM® INSTANT COLD PACKS

Đọc tờ thông tin in rời kỹ trước khi sử dụng

STARBALM® COLD là dòng sản phẩm màu xanh của STARBALM®, có tác dụng làm mát và ngăn ngừa những chấn thương thể thao có khả năng bị sưng.

STARBALM® COLD GEL

STARBALM® Cold Gel là một công cụ y khoa. STARBALM® Cold Gel có thể được dùng trong khi và sau khi thể dục hay các sinh hoạt đòi hỏi việc vận động cơ thể. Nó giúp cho quá trình phục hồi các bắp thịt nhạy cảm bị chấn thương và chữa lành các thương tích thể thao.

Sử dụng:

STARBALM® Cold Gel có thể được sử dụng nhiều lần trong ngày. Kem sản phẩm phải được bôi, trải đều. Cảm giác mát dịu có thể nhận thấy được ngay lập tức.

STARBALM® COLD SPRAY

STARBALM® Cold Spray là một công cụ y khoa. Được dùng để có được cảm giác mát dịu ngay cho những chấn thương thể thao.

Sử Dụng

Lắc kỹ trước khi dùng. Xịt cách da 15 cm. Tránh hít thở và chạm vào mắt.

STARBALM® INSTANT COLD PACKS

STARBALM® Instant Cold Pack là một khăn chườm bọc đá và cũng là một công cụ y khoa. Instant Cold Pack là một sản phẩm hoàn hảo trong việc chữa trị, ngăn ngừa các vết thương bị sưng.

STARBALM® Instant Cold Packs không cần phải được giữ lạnh và có thể được đem theo trong túi thể thao. Một sản phẩm hoàn hảo để chữa trị các vết thương cấp tính, đòi hỏi việc áp dụng phương pháp chữa trị này.

Sử Dụng

STARBALM® Instant Cold Packs được kích hoạt bằng cách bóp thật chặt. Sau đó lắc khăn chườm bọc đá cho đều; sản phẩm thay đổi nhiệt độ, trở nên lạnh và sẽ giữ lạnh từ 15 đến 20 phút.

Cảnh báo

Chỉ sử dụng bên ngoài và thoa đều trên da. Có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người có da nhạy cảm; Thử nghiệm trên diện tích nhỏ trước khi sử dụng. Không sử dụng trong trường hợp da quá mẫn với bất kỳ thành phần nào. Ngừng sử dụng ngay nếu da bị kích ứng hoặc phản ứng dị ứng xảy ra. Nếu các triệu chứng vẫn còn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ. Sau khi sử dụng sản phẩm, đừng bao phủ da với các vết bẩn. Không sử dụng quanh mắt, màng nhầy, vết thương, vùng nhạy cảm hoặc da bị kích thích. Không nên dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Lưu trữ

Tránh xa tầm tay trẻ em.
Bảo quản trong điều kiện mát và khô.
Giữ chai xịt ra khỏi ánh nắng mặt trời và nhiệt độ trên 50 ° C.

Follow us #
STARBALM

STARBALM.COM

Check out our innovative
instruction movies on our
STARBALM CHANNEL
ON YOUTUBE.COM

