

Please read instruction before use
ENG: HOW TO USE A CONDOM

Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
VIE: CÁCH SỬ DỤNG BAO CAO SU
Hãy tránh xa móng tay hoặc các vật sắc nhọn theo người như đồng hồ, đồ trang sức và khóa kéo.

1. Put the condom on when the penis is erect, before there is any contact between the penis and your partner's body. Fluid released from the penis during the early stages of an erection can contain sperm and organisms that can cause STI's.

2. Condom should be opened at the jagged edge of the condom foil with care. (*) otherwise, it may be damaged.

3. Do NOT flip the condom inside out when use. Put the condom right on top of your glans penis. If there is air inside the condom, squeeze the teat to make sure there is no void space inside the condom.

4. Use your fingers to hold the top part of the condom and unroll the condom down the full length of the penis with another hand. If the condom is put on inside out, it will be unable to unroll. In case the condom has been put on from the wrong side, please dispose it and use a brand new condom.

5. Soon after ejaculation, withdraw the penis from your partner while it is still erect by holding the condom firmly in place. Remove the condom only when the penis is fully withdrawn.

6. Do NOT flush the used condom down the toilet, use tissue to wrap it and dispose in a rubbish bin.

Xin đọc hướng dẫn trước khi dùng
VIE: CÁCH SỬ DỤNG BAO CAO SU
Hãy tránh xa móng tay hoặc các vật sắc nhọn theo người như đồng hồ, đồ trang sức và khóa kéo.

1. Đeo bao cao su vào dương vật đang cương cứng trước khi có bất kỳ tiếp xúc nào giữa dương vật và cơ thể bạn tình. Dịch chảy ra từ dương vật trong giai đoạn "khởi động trước khi cương cứng" có thể chứa tinh trùng và các mầm bệnh STI's.

2. Cần thận xé vỏ bảo vệ tại vị trí cạnh răng cưa để tránh bị hư hại. bao cao su (*).

3. Lộn ngược bao cao su rồi chụp lên đầu dương vật. Nếu có không khí bên đầu chứa tinh dịch, bóp nhẹ để đẩy hết không khí ra.

4. Dùng tay vuốt chậm-đều từ đầu bao cao su xuống cuối của dương vật. Nếu bao cao su không tuột xuống dễ dàng nghĩa là bạn đã đeo không đúng chiều, nên hủy bỏ và dùng một cái mới khác.

5. Sau khi xuất tinh, từ từ rút dương vật ra khỏi âm đạo khi vẫn đang cương cứng. Giữ đầu chứa tinh dịch khi tháo bao cao su ra khỏi dương vật để đảm bảo tinh dịch không bị trào ra ngoài.

6. Không xả bao cao su vào toilet mà dùng giấy vệ sinh quấn lại cho vào thùng rác để hủy theo quy định.

Please read this instruction before use

sagami Xtreme

Sagami 相模工業株式会社

