

VIE: CHÚ Ý

Chỉ dùng một bao cao su cho một lần quan hệ.
Dùng bao cao su mới cho mỗi lần cương cứng.
Không để móng tay hoặc vật nhọn chạm vào có thể gây thủng hoặc rách bao. Bao cao su có thể gây dị ứng. Khi bị dị ứng do bao cao su cần dừng ngay và tham vấn bác sĩ của bạn. Bao được thiết kế để giao hợp qua đường âm đạo, giao hợp ở các vị trí khác có thể làm tăng nguy cơ hư hại. Khi sử dụng đúng cách, bao cao su sẽ giúp tránh thai, HIV (AIDS) và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs) khác như: giang mai, bệnh lậu, viêm gan B, nấm cổ tử cung, herpes,... Tuy nhiên, không có phương pháp nào đảm bảo an toàn 100% cả. Nếu sử dụng thêm chất bôi trơn, cần đảm bảo chất bôi trơn đó tương thích với bao cao su. Không sử dụng bao đã hết hạn dùng.

Nếu bao bị rách hoặc tuột trong khi giao hợp; rút dương vật khỏi âm đạo, tháo ngay bao ra và tham vấn bác sĩ về việc mang thai hoặc cách phòng bệnh STIs.

Tham vấn với bác sĩ hay dược sĩ về việc tương thích giữa bao cao su với loại thuốc bạn dùng để điều trị các bệnh cho dương vật và âm đạo.

Tìm kiếm trợ giúp y tế càng sớm càng tốt, và trong vòng 72 giờ nếu bao cao su bị rách hay nổ trong khi quan hệ.

CÂN TRỌNG: KHÔNG SỬ DỤNG BAO NHIỀU HƠN MỘT LẦN - tái sử dụng bao sẽ làm tăng nguy cơ bao bị tuột hoặc rách, hậu quả có thể là mang thai ngoài ý muốn, lây nhiễm HIV hoặc các bệnh STIs.

BẢO QUẢN:

1. Không để bao cao su trong các điều kiện sau:

- a) Dưới ánh nắng mặt trời.
- b) Nơi có nhiệt độ và độ ẩm bất thường.
- c) Khu vực có hóa chất diệt côn trùng

2. Giữ lại hộp để chứa bao chưa sử dụng. Không giữ bao cao su mà không có hộp bảo vệ.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhà phân phối ghi trên vỏ hộp tại quốc gia bạn sống.



Please read instruction before use
ENG: HOW TO USE A CONDOM

Handle with care. Condom can be torn by fingernails and sharp objects such as jewelry, zips and buckles.

1. Put the condom on when the penis is erect, before there is any contact between the penis and your partner's body. Fluid released from the penis during the early stages of an erection can contain sperm and organisms that can cause STI's.
2. Condom should be opened at the jagged edge of the condom foil with care, (*1) otherwise, it may be damaged.
3. Do NOT flip the condom inside out when use. Put the condom right on top of your glans penis. If there is air inside the condom, squeeze the teat to make sure there is no void space inside the condom.
4. Use your fingers to hold the top part of the condom and unroll the condom down the full length of the penis with another hand. If the condom is put on inside out, it will be unable to unroll. In case the condom has been put on from the wrong side, please dispose it and use a brand new condom.
5. Soon after ejaculation, withdraw the penis from your partner while it is still erect by holding the condom firmly in place. Remove the condom only when the penis is fully withdrawn.
6. Do NOT flush the used condom down the toilet, use tissue to wrap it and dispose in a rubbish bin.

Xin đọc hướng dẫn trước khi dùng
VIE: CÁCH SỬ DỤNG BAO CAO SU

Cẩn thận. Bao cao su có thể bị rách bởi móng tay hoặc các vật sắc nhọn theo người như đồng hồ, đồ trang sức và khóa kéo.

1. Đeo bao cao su vào dương vật đang cương cứng trước khi có bất kỳ tiếp xúc nào giữa dương vật và cơ thể bạn tình. Dịch chảy ra từ dương vật trong giai đoạn "khởi động trước khi cương cứng" có thể chứa tinh trùng và các mầm bệnh STI's.
2. Cẩn thận xé vỏ bảo vệ tại vị trí cạnh răng cưa để tránh bị hư hại. bao cao su (*1).
3. Lộn ngược bao cao su rồi chụp lên đầu dương vật. Nếu có không khí bên đầu chứa tinh dịch, bóp nhẹ để đẩy hết không khí ra.
4. Dùng tay vuốt chậm-đều từ đầu bao cao su xuống cuối của dương vật. Nếu bao cao su không tuột xuống dễ dàng nghĩa là bạn đã đeo không đúng chiều, nên huỷ bỏ và dùng một cái mới khác.
5. Sau khi xuất tinh, từ từ rút dương vật ra khỏi âm đạo khi vẫn đang cương cứng. Giữ đầu chứa tinh dịch khi tháo bao cao su ra khỏi dương vật để đảm bảo tinh dịch không bị trào ra ngoài.
6. Không xả bao cao su vào toilet mà dùng giấy vệ sinh quấn lại cho vào thùng rác để huỷ theo quy định.

