

TÊN SẢN PHẨM	Gạc vệ sinh răng miệng cho em bé, tiệt trùng - Single pack - Mã sản phẩm: WD401002
CÔNG DỤNG	Sản phẩm được sử dụng để làm sạch, vệ sinh răng và khoang miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng...). Rửa sạch tay. Xé bỏ bao bì bên ngoài, lấy gạc ra để làm sạch lưỡi, răng, lợi, khoang miệng... của bé. Có thể quấn gạc quanh ngón tay hoặc mở rộng gạc để sử dụng tùy vào vị trí cần làm sạch. Sau khi sử dụng xong, không bỏ sản phẩm vào bồn cầu.
CẢNH BÁO	Không sử dụng sản phẩm trên vết thương hở, sưng tấy, chàm hoặc có dấu hiệu bất thường khác. Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị lủng, rách. Ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ nếu cảm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường, đỏ, sưng, phát ban, ngứa, kích ứng và/hoặc các triệu chứng khác. Sử dụng sản phẩm ngay khi mở bao bì. Không làm ấm sản phẩm bằng lò vi sóng. Cần thận để không bị bỏng trong trường hợp sử dụng ấm. Tránh nhiệt độ cao và làm ấm trong thời gian dài, vì có thể gây hư hỏng và đổi màu sản phẩm. Sản phẩm dùng 1 lần, không tái sử dụng.
BẢO QUẢN	Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh những nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Tránh xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
SỐ LOT	Xem LOT trên bao bì gốc. Cấu trúc của số Lot: MMDDYY = ngày sản xuất (MM: Tháng; DD: Ngày; YY: Hai số cuối của năm; Ví dụ 062222: sản phẩm được sản xuất vào ngày 22 tháng 06 năm 2022)
NGÀY SẢN XUẤT	Xem trên số LOT ở bao bì gốc.
HẠN SỬ DỤNG	3 năm kể từ ngày sản xuất.
SỐ LƯU HÀNH	230001557/PCBA-HCM
CƠ SỞ BẢO HÀNH	Sản phẩm sử dụng một lần, không bảo hành.