

## **VN** HUMER 150 Nước biển sinh lý đẳng trương vô trùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em - **VỆ SINH MŨI**

### **Khi nào nên sử dụng Humer 150?**

**HUMER 150** được sử dụng để vệ sinh khoang mũi hàng ngày, hỗ trợ điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh tai mũi họng, hoặc để làm ẩm niêm mạc mũi trong trường hợp không khí khô, dành cho trẻ sơ sinh (từ 1 tháng tuổi trở lên) và trẻ em.

### **Thành phần**

100% nước biển, dung dịch đẳng trương, vô trùng và không chứa chất bảo quản. Giàu các nguyên tố vi lượng tự nhiên như: đồng, mangan, magiê, lưu huỳnh, selen ...

### **Thuộc tính**

Sau khi làm ẩm các chất nhầy khô và hóa lỏng các chất bài tiết của mũi, **HUMER 150** giúp dẫn lưu nhẹ nhàng các dịch tiết này ra ngoài và giúp cho việc hỉ mũi dễ dàng.

Dạng xịt phun sương nhẹ nhàng với các vi hạt chứa các thành phần tự nhiên giúp **HUMER** có độ dung nạp cao.

Vòi phun đặc biệt với vòng an toàn giúp sản phẩm thích hợp và an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ em.

Sản phẩm có thể dùng ở mọi tư thế

### **Liều dùng**

Xịt 1 lần vào mỗi bên mũi, trước bữa ăn, 2-3 lần/ngày

### **Hướng dẫn sử dụng**

**TRẺ SƠ SINH:** Đặt trẻ sơ sinh nằm nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng đặt vòi phun vào bên trong mũi, lên đến sát vòng an toàn của vòi phun, sau đó ấn nhẹ dứt khoát trong 2-3 giây. Lập lại thao tác trên với đầu nghiêng về bên còn lại. Nâng cao đầu của trẻ lên để cho các dịch nhầy chảy ra ngoài. Lau mũi trẻ với khăn giấy mềm. Không được làm sạch mũi khi đầu của trẻ ngửa ra đằng sau để tránh chất lỏng đi xuống cổ họng. Giữ đầu xịt ra khỏi tầm với của trẻ em.

**TRẺ EM:** Trẻ có thể ngồi hoặc đứng, chọn tư thế thoải mái nhất. Nghiêng đầu trẻ sang một bên, nhẹ nhàng đặt vòi phun vào bên trong mũi, sau đó ấn nhẹ dứt khoát trong 2-3 giây. Lập lại thao tác trên với đầu nghiêng về bên còn lại. Hỉ mũi và lau sạch bằng khăn giấy mềm.

### **Nguyên tắc vệ sinh**

Không nên sử dụng cùng một chai **HUMER 150** cho nhiều người. Sau khi sử dụng, làm sạch vòi phun với nước ấm, gắn vòi trở lại, đậy nắp và đặt chai dung dịch cùng vòi xịt trong vỏ hộp.

### **Thận trọng khi sử dụng**

Sử dụng trước ngày hết hạn trên chai.

Cảnh báo. Bình chứa dưới áp suất, sự gia nhiệt có thể gây nổ. Để tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa điện, ngọn lửa trần hoặc mọi nguồn phát lửa khác. Không hút thuốc, bảo vệ tránh ánh nắng mặt trời. Không để lâu ngoài trời dưới nhiệt độ vượt quá 50°C. Không làm chộc thùng hay đốt, ngay cả sau khi đã sử dụng. Để xa tầm với của trẻ em. Chất khí đẩy trợ, không cháy khi không tiếp xúc với dung dịch: nito

Date of issue CE marking: 2000

Latest revision of the leaflet: 07/2018

Nhà sản xuất: Laboratoires URGO – 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve – Pháp