

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rect-Eeze FFS HỆ THỐNG TẠO MÀNG PHIM

Chỉ định:

Rect-Eeze FFS được chỉ định để kiểm soát tình trạng khô và kích ứng hậu môn do viêm niêm mạc hậu môn gây ra bởi liệu pháp xạ trị hoặc hóa trị vùng bụng.

Hướng dẫn sử dụng:

Tháo màng nhôm của tuýp. Gắn vòi nhựa vào tuýp. Thoa một lượng gel vừa đủ lên vùng cần sử dụng sau khi làm sạch. Để im trong 50 phút, sau đó rửa sạch với nước. Tháo vòi nhựa ra khỏi tuýp, rửa kỹ vòi bằng nước và xà phòng. Sử dụng một lần hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hạn sử dụng: 36 tháng

Cảnh báo đặc biệt:

- Sản phẩm chỉ được sử dụng trên người lớn.
- Không nên sử dụng sản phẩm trong trường hợp nhiễm khuẩn hoặc có vết thương hở.
- Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nơi khô, thoáng (25°C).
- Chưa có tương tác nào được biết với các sản phẩm thương mại dùng tại chỗ khác hoặc các sản phẩm phi thương mại
- Sau khi sử dụng sản phẩm và làm sạch vùng sử dụng, có thể sử dụng các sản phẩm chỉ định dùng tại chỗ khác .

Thành phần:

Nước tinh khiết (Aqua), Natri Hyaluronat, L-Arginin, Acetylcystein, Panthenol, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Natri Hydroxid.



Sản xuất bởi: Benostan Health Products S.A., Paridos 11 & Troias, 15235, Vrilissia, Athens, Hy Lạp

Nhập khẩu bởi: Công ty TNHH Star Lab, 64 Đường 250, Khu phố 6, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.