

VIÊN SỮA ONG CHÙA

COLLAGEN ROYAL JELLY

Thành phần (Royal jelly)

Ingredients

Mỗi viên nang mềm có chứa

Serving size: 1 Softgel/Serving

Sữa ong chúa (Royal Jelly)	100 mg
L-Cystine	30 mg
Collagen Peptide	20 mg
Vitamin E	20 IU
Vitamin B3	5 mg

Phụ liệu: gelatin (vỏ nang), sáp ong trắng, sorbitol, dầu đậu nành, dầu cọ, lecithin, glycerol.

Other ingredients: gelatin, white beeswax, sorbitol, soybean oil, palm oil, lecithin, glycerol.

CÔNG DỤNG: HỖ TRỢ TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA, GIÚP LÀM TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI CHO DA, GIẢM LÃO HÓA DA, GIỮ ẨM CHO DA. HỖ TRỢ GIÚP LÀM SÁNG DA, LÀM TĂNG VẺ ĐẸP CHO DA.
INDICATION: SUPPORT INCREASES OXIDATION, HELPS TO INCREASE SKIN'S ELASTICITY, REDUCING AGING SKIN, MOISTURIZE FOR SKIN. SUPPORT WHITENING SKIN AND INCREASING BEAUTIFUL LOOK FOR THE SKIN.

ỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NGƯỜI HAY TIẾP XÚC VỚI CÁC TÁC NHÂN CÓ HẠI CHO DA. NGƯỜI BỊ LÃO HÓA DA, DA KHÔ, SẠM. NGƯỜI CÓ NHU CẦU CHĂM SÓC DA.

WHO CAN BENEFIT: PEOPLE WHO WORK OUTDOOR OR EXPOSE TO HAZARDOUS SUBSTANCES. PEOPLE WITH SENESCENCE SKIN, DRY SKIN, MELASMA SKIN. WHO WANT TO STRENGTHEN SKIN CARE.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: NGÀY UỐNG 1-2 LẦN, MỖI LẦN 1-2 VIÊN. UỐNG SAU BỮA ĂN KHOẢNG 1 GIỜ. UỐNG VỚI LƯỢNG NƯỚC KHOẢNG 120 - 150 ML.

DIRECTIONS: 1-2 TIMES A DAY, 1-2 SOFTGELS EACH TIME. DRINK WITH 120 - 150 ML OF WATER 1 HOUR AFTER MEAL.

BẢO QUẢN: NƠI KHÔ RÁO, THOÁNG MÁT VÀ TRÁNH ÁNH NẮNG TRỰC TIẾP

PRESERVATION: DRY, COOL PLACE AND AVOID DIRECT SUNLIGHT.

SỐ: 13116/2019/ĐKSP

LÔ SX, NGÀY SX: XEM TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM.

HẠN DÙNG: 36 THÁNG KỂ TỪ NGÀY SẢN XUẤT.

QUY CÁCH: HỘP 60 VIÊN, HỘP 150 VIÊN.

CHÚ Ý: - THỰC PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH - KHÔNG DÙNG CHO NGƯỜI CÓ MẮN CẢM VỚI BẤT KỲ THÀNH PHẦN NÀO CỦA SẢN PHẨM.

PHÂN PHỐI VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT TIỀN GIANG

ĐỊA CHỈ: TẦNG 5, TÒA NHÀ SONGĐD, 62A PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG 06, QUẬN 03, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

EMAIL: HONEYLAND.TG@GMAIL.COM * WEBSITE: WWW.HONEYLANDS.COM.VN

ĐIỆN THOẠI: 028 6681 4606

SẢN XUẤT TẠI: **CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỐ 1**

ĐỊA CHỈ: LỘ 38 - 2, KHU CÔNG NGHIỆP QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CAM KẾT TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TIẾNG VIỆT