

MẪU NHÃN

GYNODINE

1/ MẪU NHÃN CHAI ĐƠN VỊ 15ml:

GYNODINE
Povidon iod 10%

GMP - WHO
Chai 15ml

DUNG DỊCH SẮT TRÙNG

CTY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN SAGOPHA
3 TẦNG BÁT HỒ - QUẬN 5 - TP. HCM - VN
ĐT: 38553504 FAX: 38573793
Sân xuất tại: 27 Đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An - Bình Dương

THUỐC DÙNG NGOÀI

CÔNG THỨC: Cho chai 15ml:
• Povidon iod (Povidonum iodatum) 1,5 g
• Mũi Palmolive 0,015 ml
• Nước tinh khiết (Aqua purificata) vừa đủ 15 ml

CHỈ ĐỊNH:
• Sát trùng, kháng nấm, kháng trùng roi
• Sát trùng phụ khoa, huyết trắng, viêm âm đạo, âm hộ, viêm cổ tử cung
• Sát trùng ngoài da, rửa vết thương

LIỀU DÙNG:
• Dùng Gynodine pha loãng (Pha 15ml trong 1 lít nước ấm) rửa âm đạo, âm hộ hoặc bơm vào âm đạo
• Pha loãng 1/10 (Pha 15ml trong 150ml nước ấm) để rửa vết thương, sát trùng ngoài da

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, TƯƠNG Kỵ: Xem tờ hướng dẫn sử dụng

SDK: Tiêu chuẩn: ĐBVN IV
Số lô SX:
NSX:
HD:

2/ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

GYNODINE
Povidon iod 10%

GMP - WHO

CÔNG THỨC: Cho chai 15ml:
• Povidon iod (Povidonum iodatum) 1,5 g
• Mũi Palmolive 0,015 ml
• Nước tinh khiết (Aqua purificata) vừa đủ 15 ml

TÍNH CHẤT:
• Povidon iod là 1 hợp chất hữu cơ có khả năng phóng thích khoảng 10% iod hoạt động. Povidon iod là 1 chất sát trùng phổ rộng:
Sát khuẩn và kháng nấm do tác dụng oxy hóa của iod được phóng thích từ từ và liên tục:
• Tác dụng kháng khuẩn trên tất cả vi khuẩn kể cả Chlamydia và Mycoplasma
• Kháng nấm ngoài da và Candida (gây bệnh nấm âm đạo)
• Kháng Trichomonas (trùng roi)

CHỈ ĐỊNH:
• Sát trùng, kháng nấm, kháng trùng roi
• Sát trùng phụ khoa, huyết trắng, viêm âm đạo, âm hộ, viêm cổ tử cung
• Sát trùng ngoài da, rửa vết thương

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
• Tiền sử quá mẫn với iod
• Không dùng cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú, vì iod qua được hàng rào nhau thai và bài tiết qua sữa
• Không dùng cho người bệnh có rối loạn tuyến giáp
• Thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên màng não
• Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, nhất là sơ sinh

THẬN TRỌNG:
• Thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với:
Người bệnh có tiền sử suy thận, người bệnh đang điều trị bằng Lithi

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
• Gynodine có thể gây kích ứng tại chỗ
• Dùng với vết thương rộng, vết bỏng nặng có thể gây phản ứng toàn thân

TƯƠNG TÁC THUỐC:
• Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kim loại và protein
• Tương tác với các hợp chất thủy ngân: Gây ăn da
• Thuốc bị mất tác dụng với Natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao và các thuốc sát khuẩn khác

TƯƠNG Kỵ:
• Povidon iod tương kỵ với các chất khử

LIỀU DÙNG:
• Dùng Gynodine pha loãng (Pha 15ml trong 1 lít nước ấm): rửa âm đạo, âm hộ hoặc bơm vào âm đạo
• Pha loãng 1/10 (Pha 15ml trong 150ml nước ấm) để rửa vết thương, sát trùng ngoài da
Gynodine không bám dính vào da và quần áo
Gynodine có thể rửa sạch dễ dàng bằng nước

ĐÓNG GÓI: * Chai 15ml. Hộp 6 chai. Thùng 10 hộp

LỜI KHUYẾN CÁO: **ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Sản xuất theo ĐBVN IV
HẠN DÙNG: * 24 tháng kể từ ngày sản xuất
BẢO QUẢN: * Để nơi khô mát, tránh ánh sáng

NHÀ SẢN XUẤT:  **CTY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN SAGOPHA**
3 TẦNG BÁT HỒ - Q.5 - TP. HCM - VN - ĐT: 38553504
Sân xuất tại: 27 Đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An - Bình Dương

Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Công Ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn



DS. PHAN TÙNG CHÂU

Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2010
Công Ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn
SAGOPHA
GIAM ĐỐC
ĐS. PHAN TÙNG CHÂU



3/ MẪU NHÃN HỘP ĐƠN VỊ:		
GYNODINE Povidon iod 10%		
HỘP 6 CHAI 15ml DUNG DỊCH SẮT TRỪNG		
CÔNG THỨC: Cho chai 15ml: • Povidon iod (<i>Povidonum iodinum</i>) 1,5 g • Mùi Palmolive 0,015ml • Nước tinh khiết (<i>Aqua purificata</i>) vừa đủ 15 ml CHỈ ĐỊNH: • Sắt trùng, kháng nấm, kháng trùng roi • Sốt trùng phụ khoa, huyết trắng, viêm âm đạo, âm hộ, viêm cổ tử cung LIỀU DÙNG: • Dùng Gynodine pha loãng (Pha 15ml trong 1lít nước ấm) • Rửa âm đạo, âm hộ hoặc bơm vào âm đạo • Pha loãng 1/10 (Pha 15ml trong 135ml nước ấm) để rửa vết thương, sắt trùng ngoài da Gynodine có thể rửa sạch dễ dàng bằng nước CHÔNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯỜNG TÁC THUỐC, TƯỜNG KÝ: Xem tờ hướng dẫn sử dụng BỐC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẼ EM - ĐỂ NƠI KHÔ MẮT, TRẦN ANH SÁNG SDK: Tiêu chuẩn: DBVN IV Số lo SX: NSX: HD:		
GYNODINE Povidon iod 10%	GYNODINE Povidon iod 10%	GYNODINE Povidon iod 10%
SẮT TRỪNG KHÁNG NẤM KHÁNG TRÙNG ROİ GMP - WHO SAGOPHA	BACTÉRICIDE ANTIFONGIQUE ANTITRICHOMOMAS CTY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN 3 TÀNG BÁT HỒ - QUẬN 5 - TP.HỒ CHÍ MINH - VN ĐT: 38553504 FAX: 38575733 Sân xuất tại: 27 Đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An - Bình Dương	SẮT TRỪNG KHÁNG NẤM KHÁNG TRÙNG ROİ GMP - WHO SAGOPHA
THUỐC DÙNG NGOÀI		
THUỐC DÙNG NGOÀI		
THUỐC DÙNG NGOÀI		