

KHĂN HẠ SỐT Dr. papie®



- Khăn đã được tẩm ẩm bởi Gel hạ sốt có tác dụng hạ sốt, giảm nhiệt an toàn cho bé.
- Khăn không dệt, nhập khẩu, 100% cotton có khả năng thấm hút dịch và giữ ẩm tốt tạo cảm giác mềm mại, không tạo những sợi bông khi sử dụng.
- Khăn được tiệt trùng kép.
- Khăn giữ ẩm lên đến 8 tiếng sau khi cho ra khỏi bao bì
- Đóng gói tiện lợi khi sử dụng



Khăn hạ sốt Dr.papie 0+: Dịch chiết Củ nhọ nôi, tinh dầu tía tô, tinh chất chanh, Chlorophyll (*diệp lục từ tảo*)

Khăn hạ sốt Dr.papie 3 mo+: Dịch chiết Củ nhọ nôi, tinh dầu bạc hà (*Menthol*), tinh chất chanh, Chlorophyll (*diệp lục từ tảo*).

Đây đều là những dược liệu quý được sử dụng lâu đời ở Việt Nam cho tác dụng giảm nhiệt, hạ sốt.

Theo Đông y, Củ nhọ nôi không độc, tính hàn, có tác dụng lương huyết, thường dùng chữa trị các chứng về huyết nhiệt, sốt cao, chảy máu cam, mề đay.

Bạc hà, tinh dầu tía tô là những dược liệu quý đã được chứng minh là vị thuốc thơm, giúp ra mồ hôi, hạ sốt, dùng chữa cảm sốt, cảm mạo, mũi ngạt, nhức đầu.

Chlorophyll (Diệp lục tố) là một loại sắc tố màu xanh lục phổ biến trong tự nhiên ở trong lá cây, tảo và một số loài vi khuẩn. Diệp lục tố còn được biết đến với rất nhiều công dụng khác nhau. Trong Khăn hạ sốt Dr.papie diệp lục tố giúp hạ sốt, kháng khuẩn.



Nước, xanthan gôm, glycerin.

Đây là những thành phần thân nước, giữ nước làm mát tự nhiên theo cơ chế truyền nhiệt trực tiếp từ cơ thể ra ngoài. Khi nhóm gel cấp ẩm được tẩm vào khăn, giúp khăn giữ ẩm lâu, phát huy tác dụng hạ nhiệt, giảm sốt. Đồng thời, hệ gel giúp giữ ẩm Khăn hạ sốt Dr.papie lên đến 8 tiếng trong suốt quá trình sử dụng, không phải nhúng hay tẩm thêm bất kỳ lượng nước nào.



Khăn hạ sốt Dr.papie chứa Vitamin E, dịch chiết Lô hội, đảm bảo độ mềm mại và dễ chịu khi lau.



Khăn nhập khẩu, 100% cotton có khả năng thấm hút dịch và giữ ẩm tốt, tạo cảm giác mềm mại, không tạo những sợi bông khi sử dụng.

THÀNH PHẦN:

Trong mỗi khăn được tẩm ẩm bởi Gel hạ sốt gồm:

Khăn hạ sốt Dr.Papie 0+: Nước tinh khiết, xanthan gôm, Glycerin, Lô hội, Dịch chiết Củ nhọ nôi, tinh dầu tía tô, tinh chất chanh, Phenoxyethanol, Chlorophyll (*diệp lục từ tảo*), vitamin E.

Khăn hạ sốt Dr.Papie 3 mo+: Nước tinh khiết, xanthan gôm, Glycerin, Lô hội, Dịch chiết Củ nhọ nôi, tinh dầu bạc hà (*Menthol*), tinh chất chanh, Phenoxyethanol, hương liệu, Chlorophyll

(diệp lục từ tảo), vitamin E.

CÔNG DỤNG:

- Khăn lau chườm giúp hạ nhiệt, giảm sốt trong trường hợp trẻ bị sốt chưa cần dùng đến thuốc hạ sốt.
- Dùng phối hợp cùng thuốc hạ sốt, giúp hạ nhiệt và giảm sốt.
- Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, ngăn ngừa co giật; giảm đau đầu, đau răng, say nắng, stress,
- Làm sạch và mát vùng da trẻ bị ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, hăm tã, viêm da. Dùng phối hợp trước khi bôi các loại kem bôi ngoài da cho bé.
- Lau làm mát da bé, tạo cảm giác dễ chịu, sảng khoái cho bé khi thời tiết nắng nóng, trẻ có cảm giác quấy khóc, khó chịu.
- Lau ngoài da phòng ngừa muỗi đốt, côn trùng cắn và làm mát giảm ngứa vết côn trùng đốt.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Khăn hạ sốt Dr.Papie 0*

Không chứa tinh dầu bạc hà và Menthol: Dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Khăn hạ sốt Dr.Papie 3mo+

Chứa tinh dầu bạc hà và Menthol: **chỉ dùng cho trẻ trên 3 tháng tuổi**



Trẻ em bị sốt do mọc răng, sau khi tiêm phòng, sốt do nhiễm khuẩn, nhiễm virus, hoặc sốt do nguyên nhân khác.



Trẻ em ở vùng có nguy cơ bị muỗi đốt, côn trùng cắn, hoặc khi đã bị muỗi hoặc côn trùng cắn.



Trẻ em có cảm giác quấy khóc, khó chịu khi thời tiết nắng nóng.



Trẻ em đang bị ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, hăm tã, viêm da, cần vệ sinh sạch trước khi bôi các loại kem bôi ngoài da cho bé.

CÁCH DÙNG:

- Đắp khăn đã tẩm sẵn dịch ở các vị trí có mạch máu lớn đi qua: 2 nách, 2 bên cổ, 2 bên bẹn, trán, gan bàn chân, bàn tay.
- Dùng khăn đã tẩm sẵn dịch lau toàn bộ cơ thể, đặc biệt các vị trí có mạch máu lớn đi qua như 2 nách, 2 bên cổ, 2 bên bẹn, và các vị trí khác như đầu, trán, tay, chân, lưng.
- Lau khăn liên tục đến khi cơ thể có cảm giác dễ chịu do đã giảm được nhiệt.
- Dùng khăn đã tẩm sẵn dịch lau sạch cho trẻ ở những vị trí trẻ đang bị ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, hăm tã, viêm da, trước khi bôi các loại kem bôi ngoài da cho bé.
- Dùng khăn đã tẩm sẵn dịch lau toàn bộ cơ thể trẻ, tạo cảm giác mát, dễ chịu khi trẻ có cảm giác quấy khóc, khó chịu khi thời tiết nắng nóng.

LƯU Ý:

+ Với Khăn hạ sốt Dr.Papie 3mo+, do thành phần có tinh dầu bạc hà và Menthol có thể tạo cảm giác cay nhẹ trên vùng mắt. Do vậy, không nên lau lên vùng da mắt.



Khăn có thể dùng lau lại nhiều lần khi bị sốt, đến khi hết ốm.



Vào mùa đông, nhiệt độ khăn bị lạnh do môi trường, có thể cho cả túi khăn vào bát nước nóng để khăn ấm tầm 32.2-35°C.



Không dùng quá lạnh.



Không dùng quá nóng.



Không cho vào nhà vệ sinh sau khi sử dụng.



Nếu mỗi túi khăn đã mở để sử dụng không hết, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Túi khăn chưa mở, bảo quản ở điều kiện thường.

Lưu ý đặc biệt: Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, **Dr. papie®** có thành phần chiết xuất từ thực vật, do đó màu, mùi của sản phẩm đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến chất lượng, tác dụng của sản phẩm.

BẢO QUẢN:

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30°C.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Với những người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Chuyên gia tư vấn: 024 38 34 8222

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ HSDS trước khi dùng