



Nước súc miệng họng không cồn  
**LAFORIN daily**

**THÀNH PHẦN:** Thymol, Menthol, Methyl Salicylat, Kẽm gluconat, Natri florid, Natri Hexametaphosphat, Natri benzoate, D-Panthenol, chất tạo màu, hương liệu, nước tinh khiết.

**CHỈ ĐỊNH:**

- Vệ sinh răng miệng hàng ngày
- Dự phòng và hỗ trợ điều trị viêm họng, phòng ngừa lây lan vi khuẩn, virus qua đường họng. Hỗ trợ điều trị nhiệt miệng, loét miệng, viêm nha chu.
  - Giảm hơi thở thơm mát
  - Giúp răng sáng và chắc khỏe, làm sạch mảng bám, ngăn ngừa tình trạng chảy máu chân răng, viêm nướu

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Quả mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

**Người lớn:**  
Súc miệng với 20 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng từ 2 đến 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy nhu cầu sử dụng.  
Trong phẫu thuật răng miệng, cần được nung đun bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.  
Trong điều trị viêm lợi nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.  
Đối với trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm Candida miệng, nên được sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.

**Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:**  
Liều dùng như người lớn.

**Trẻ em dưới 12 tuổi:**  
Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nhà sĩ và bác sĩ.  
**Chú ý:** Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cảm độ cay mắt nhẹ hơn.

**Thận trọng:** Không được nuốt.  
**Số PTN:**  
**Quy cách:** Hộp 1 chai 500 ml.  
**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 6 tháng kể từ ngày mở nắp.  
**Bảo quản:** Nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Sản xuất tại:

Mã vạch  
(Nếu có)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
CPCI HÀ NỘI**  
Quê hương nghề nghiệp Hà Nội - Thủ Đức,  
46 Văn Bôn, huyện Thượng Tín,  
thị trấn Thượng Tín, Hà Nội.

NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG  
KHÔNG CỒN

**LAFORIN**

**daily**

**CÔNG NGHỆ MỚI  
ACCURATE  
DOSING CUP**



- **SẠCH KHUẨN**  
HỖ TRỢ MIỆNG HỌNG KHỎE MẠNH
- **THƠM MÁT**  
LOẠI BỎ MỤI HƠI MIỆNG KHỔ CHIU
- **TRẮNG RĂNG**  
ĐÁNH BAY MẢNG BẨM, CHẮC RĂNG

**THYMOL  
NATRI HEXAMETAPHOSPHAT  
NATRI FLUORID**

**500ml**



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG LAFORIN DAILY

#### **Giới thiệu:**

Nước súc miệng họng Lafortin daily là nước súc miệng dùng hàng ngày để đảm bảo sức khỏe răng miệng. Các vi khuẩn có hại trong khoang miệng là nguyên nhân gây ra những vấn đề khó chịu về răng miệng như mảng bám trên răng, sâu răng, viêm nướu và hơi thở có mùi. Chỉ sử dụng bàn chải đánh răng không phải là một giải pháp toàn diện để loại bỏ các vi khuẩn có hại do có những vị trí mà bàn chải không thể tới được. Vì vậy sử dụng nước súc miệng họng Lafortin daily là một sự bổ sung hoàn hảo. Công thức nước súc miệng họng Lafortin daily có chứa Thymol chiết xuất từ cỏ xạ hương giúp làm sạch, loại trừ vi khuẩn có hại và đảm bảo sức khỏe răng miệng. Lafortin daily còn phối hợp natri florid và natri hexametaphosphat nhằm bổ sung florid cho men răng, ngăn ngừa sâu răng, tái khoáng và làm sáng răng. Những thành phần khác như kẽm, D-panthenol giúp cho nướu luôn khỏe mạnh. Tinh dầu bạc hà mang đến hơi thở thơm mát.

**Thành phần:** Thymol, menthol, methyl salicylat, kẽm gluconat, natri florid, natri hexametaphosphat, natri benzoat, d-Panthenol, chất tạo màu, hương liệu, nước tinh khiết.

#### **Quy cách đóng gói:**

30, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 750 ml/chai. Hộp 1 chai.

#### **Chỉ định:**

- Vệ sinh răng miệng hàng ngày
- Dự phòng và hỗ trợ điều trị viêm họng, phòng ngừa lây lan vi khuẩn, virus qua đường họng. Hỗ trợ điều trị nhiệt miệng, loét miệng, viêm nha chu.
- Giúp hơi thở thơm mát
- Giúp răng sáng và chắc khỏe, làm sạch mảng bám, ngăn ngừa tình trạng chảy máu chân răng, viêm nướu

#### **Chống chỉ định:**

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

#### **Hướng dẫn sử dụng:**

##### *Người lớn*

Súc miệng với 20 ml dung dịch trong khoảng 1 phút. Sử dụng 2 – 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc nhiều hơn tùy nhu cầu sử dụng.

*Trong phần thuật răng miệng:* Cần được hướng dẫn bệnh nhân súc miệng trong 1 phút trước khi điều trị.

*Đã và/hoặc trường hợp viêm lợi:* Nên sử dụng trong khoảng 1 tháng.

*Đã và/hoặc trường hợp loét tái diễn và nhiễm nấm Candida miệng:* Nên được sử dụng trong 48 giờ sau khi chấm dứt các triệu chứng lâm sàng.

##### *Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi:*

Liều dùng như người lớn.

##### *Trẻ em dưới 12 tuổi:*

Không nên sử dụng, trừ khi có khuyến cáo của nha sĩ và bác sĩ.





Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-2 phần nước với 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn.

Cảnh báo và thận trọng:

Không được nuốt

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, 6 tháng kể từ ngày mở nắp

#### Nhà sản xuất



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPCI HÀ NỘI.**

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

