

MẪU HỘP 2 VỈ



**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 01/4/2013

MẪU VỈ\* 10 VIÊN



\*Ghi chú: Số lô SX và Hạn dùng được dập chìm ở đầu vỉ thuốc

**MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

**MEDO  $\alpha$  42**

(Viên nén)

Công thức: Mỗi viên nén có chứa:

Chymotrypsin

42 microkatal

(tương đương 8400 đơn vị USP)

Tá dược: Compressible sugar, lactose, Tinh dầu bạc hà, Copovidon, Tinh bột mỳ, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên nén.

Chỉ định:

Dùng trong điều trị phù nề sau chấn thương hoặc sau mổ.

Chymotrypsin cũng được sử dụng nhằm giảm viêm và phù mô mềm do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp làm lỏng các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang.

Liều lượng và cách dùng:

Để điều trị phù nề sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật và để giúp làm lỏng các dịch tiết ở đường hô hấp trên, uống 1 viên, 3 đến 4 lần mỗi ngày; hoặc ngậm dưới lưỡi 3 - 4 viên mỗi ngày chia làm nhiều lần (phải để viên nén tan dần dưới lưỡi).

Chống chỉ định:

Quá mẫn với chymotrypsin hoặc bất kỳ thành phần nào của chế phẩm.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của chymotrypsin là tăng nhất thời nhãn áp do các mảnh vụn dây chằng bị tiêu hủy làm tắc mạng bó dãn. Dùng trong nhãn khoa, có thể gặp phù giác mạc, viêm nhẹ màng bồ đào.

Đôi khi có phản ứng dị ứng.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

Dược lực học:

Alpha chymotrypsin là enzym được điều chế bằng cách hoạt hóa chymotrypsinogen, chiết xuất từ tụy bò. Alpha - chymotrypsin là enzym thủy phân protein có tác dụng xúc tác chọn lọc đối với các liên kết peptid ở liên kế các acid amin có nhân thơm. Enzym này được dùng trong nhãn khoa để làm tan dây chằng mảnh dẻ treo thủy tinh thể, giúp loại bỏ dễ dàng nhân mắt đục trong bao và giảm chấn thương cho mắt. Enzym không phân giải được trường hợp dính giữa thủy tinh thể và các cấu trúc khác của mắt. Dung dịch enzym 1:5.000 thường có tác dụng phân hủy dây chằng treo thủy tinh thể trong khoảng 2 phút và dung dịch 1: 10.000 trong khoảng 4 phút.

Chymotrypsin cũng được sử dụng nhằm giảm viêm và phù mô mềm do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp làm lỏng các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang.

Dược động học: Chưa tìm thấy thông tin.

Thận trọng:

Vì khả năng gây mất dịch kính, nên không khuyến cáo dùng chymotrypsin trong phẫu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới 20 tuổi. Không dùng chymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc người bệnh đục nhân mắt bẩm sinh

Lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy

Sử dụng cho phụ nữ có thai và nuôi con bú: Không có thông tin

Nên sử dụng khi kết quả điều trị mong đợi có giá trị hơn bất kỳ một nguy cơ nào có thể có.

Tương tác thuốc: Không có thông tin

Quá liều và cách xử trí:

Chưa thấy có thông tin về quá liều khi sử dụng viên nén dùng đường uống.

Lời khuyên cáo:

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ 30±2°C, độ ẩm 75±5%, tránh ánh sáng.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

CTCP LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIAPHARCO TENAMYD BR s.r.l

08 Nguyễn Trường Tộ - P.Phước Vĩnh - Tp.Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tel: 054. 3611870 - 3822704 \* Fax: 054.3826077



**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
*Nguyễn Văn Thanh*

Huế, ngày 8 tháng 1 năm 2013



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Th.S Hoàng Thị Hồng Phượng*