

ORTHOKIN®

Hương Vị Dâu Tây Và Mùi Bạc Hà Thơm Mát

Thành Phần:

<i>Nước súc miệng</i>	<i>Kem đánh răng</i>
SoSodium fluoride.....0,11g	SoSodium fluoride.....0,32g
Cetylpyridinium Chloride.....0,05g	Cetylpyridinium Chloride.....0,05g
Provitamin B5.....0,50g	Provitamin B5.....1,00g
Vitamin Eacetate.....0,2g	Vitamin Eacetate.....0,2g
(Nồng độ fluoride là 500ppm F ⁻)	(Nồng độ fluoride là 1450ppm F ⁻)

Vi khuẩn luôn tồn tại trong miệng chúng ta với một số lượng rất lớn, tập trung nhiều nhất trên các mảng bám răng và vôi răng. Điều này là nguyên nhân quan trọng đưa đến bệnh sâu răng và bệnh nha chu.

Việc mang mắc cài hay các khi cụ chỉnh hình trong miệng sẽ dễ tăng tích tụ các mảng bám trên răng, trên mắc cài và khí cụ, vì vậy tăng nguy cơ mắc bệnh sâu răng và bệnh nha chu.

Nước súc miệng và kem đánh răng Orthokin với hương vị dâu tây và mùi bạc hà thơm mát, sẽ giúp hạn chế được điều này.

Công dụng:

*Sodium Fluoride (Với nồng độ chuẩn) giúp tái khoáng hóa men răng, ngừa sâu răng. Đặc biệt làm giảm sâu men với các đốm trắng.

*Cetylpyridinium chloride là chất diệt khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển, giúp kiểm soát mảng bám, ngăn ngừa bệnh viêm nướu, bệnh nha chu tiến triển.

*Vitamin E và Provitamin B5 giúp tái tạo phục hồi các mô nướu, mô nha chu và các niêm mạc bị tổn thương.

*Đặc biệt là nước súc miệng không chứa cồn nên không gây rát buốt và làm khô niêm mạc miệng.

ORTHOKIN®

Hương Vị Dâu Tây Và Mùi Bạc Hà Thơm Mát

Chỉ định:

- Ngừa sâu răng và làm sạch các mảng bám, cho các bệnh nhân mang mắc cài, khi cụ chỉnh hình.
- Tái tạo phục hồi các mô nướu, mô nha chu và niêm mạc bị tổn thương.
- Phòng ngừa bệnh sâu răng, cho hơi thở thơm mát.

Liều lượng và các dùng:

- Chải răng 2-3 phút, ít nhất 2 lần trong ngày sau khi ăn và trước khi đi ngủ.
- Ngậm 10-15ml nước súc miệng nguyên chất trong vòng 1 phút rồi nhổ ra, không súc lại bằng nước lạnh, không được nuốt. Sau 30 phút súc miệng mới được ăn, uống lại bình thường.
- Không được nuốt.
- Chỉ định cho trẻ từ 6 tuổi trở lên và người lớn.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản: Nhiệt độ phòng 30oC

Trình bày: Kem đánh răng 75ml/ tuýp; Nước súc miệng 250ml/ chai

Nhà sản xuất: Laboratorios Kin S.A - Tây Ban Nha
www.kin.es - email: kin@kin.es