



TrungTamThuoc.com

**TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
SANYRENE**

THÀNH PHẦN

- Glixeride có độ oxy hóa cao của các acid béo thiết yếu (bao gồm axit linoleic 60% tocophenol (vitamin E).....99%
- Nước hoa hồi.....1%

DẠNG BẢO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Dung dịch xịt dùng ngoài, chai 20ml/hộp.

ĐẶC TÍNH

Sanyrene phục hồi lớp hydrolipid bảo vệ da và thúc đẩy sự tái tạo lớp tế bào biểu bì Sanyrene củng cố, làm dịu và bảo vệ vùng da bị tổn thương. Sanyrene xoa nhẹ nhàng kéo dài, không gây đau.

CHỈ ĐỊNH

Phòng ngừa loét do ti đê.
Phòng và điều trị da bị ban đỏ do ti đê, cọ sát hoặc bị cắt.
Phòng và điều trị da khô và mất nước, da yếu, móng manh do điều kiện ẩm ướt và dinh dưỡng kém (ví dụ: vùng da xung quanh vết loét, khô và có vảy của bệnh loét tĩnh mạch).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không dùng SANYRENE để phòng ngừa từ việc sử dụng các phương pháp điều trị hay phòng ngừa khác đối với loét do ti đê.
SANYRENE nên dùng ngay khi có nguy cơ loét tiến triển do ti đê, khi có ban đỏ hóa trắng do ti đê hoặc khi có bất kỳ chỉ định nào đã nêu ở trên.
Xịt Sanyrene vào vùng da có nguy cơ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đều trong vòng 1 phút. Sử dụng 3-4 lần/ngày ở mỗi vùng da có nguy cơ.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

Không dùng cho da bị tổn thương
Không dùng khi chai bị vỡ
Dung dịch chỉ dùng ngoài. Không được uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp đã biết nhạy cảm với sản phẩm.
Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ mọi tác dụng phụ khi dùng Sanyrene.

BẢO QUẢN

Nhiệt độ dưới 25°C

HẠN SỬ DỤNG

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất, ngày hết hạn: xem trên hộp.

Xuất xứ: Pháp

Nhà sản xuất: Laboratoires URGO - 21300 Chenôve - Pháp.