

MEDORAL

Chlorhexidine

Thành phần

Chlorhexidine digluconate (0,2%), sorbitol 70%, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, polyethylene glycol 400, citric acid monohydrate, sodium acetate trihydrate, aspartame, neohesperidin dihydrochalcone, chondroitin sulfate sodium, Resolver®, menthol, eucalyptol oil, cinnamon bark oil, edicol ponceaur 4R, brilliant blue, tartrazine, nước tinh khiết

Công dụng

- Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở họng, miệng như: Viêm họng, viêm amidan, viêm lợi... giảm các triệu chứng viêm họng như đau họng, cổ họng khô rát, ngứa họng, khản giọng, khó nuốt hoặc đau khi nuốt....
- Hạn chế loét miệng tái phát, viêm miệng, nhiễm nấm miệng, nấm candida do răng giả.
- Đẩy mạnh quá trình lành vết thương sau phẫu thuật hoặc điều trị nha khoa.
- Sử dụng vệ sinh răng miệng, sát khuẩn họng và miệng, ngăn ngừa và khử mùi hôi miệng.
- Hỗ trợ ngăn ngừa sâu răng và các bệnh răng miệng, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành các mảng bám trên răng

Cách dùng

Súc họng, miệng kỹ trong ít nhất 30 giây rồi nhổ đi. Sử dụng 2-3 lần/ngày

- Trẻ em: 5-10 ml, pha loãng với nước sạch theo tỉ lệ 1:1
- Người lớn: Súc trực tiếp 10 ml. Sử dụng sau khi ăn uống các thức ăn có mùi hôi, tanh thì pha loãng với nước sạch theo tỉ lệ 1:1

Cảnh báo và thận trọng

- Trẻ từ 3-12 tuổi: Sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế
- Không được nuốt
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

- Một số trường hợp cảm thấy thay đổi vị giác và rát ở lưỡi khi sử dụng. Các cảm giác này thường giảm khi tiếp tục sử dụng sản phẩm
- Tình trạng đổi màu trên bề mặt lưỡi có thể xảy ra và sẽ biến mất sau khi ngưng sử dụng sản phẩm. Sự đổi màu răng cũng có thể xảy ra, nhưng chỉ mang tính tạm thời và có thể ngăn ngừa bằng cách đánh răng hàng ngày và không dùng các thực phẩm có màu như trà, cà phê, rượu vang... trong vòng 1 giờ sau khi sử dụng sản phẩm
- Ngừng sử dụng sản phẩm và thông báo cho bác sĩ khi có các triệu chứng quá mẫn như phát ban, sưng môi, lưỡi, cổ họng, mặt hoặc khó thở

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125 ml

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 06:2021/MR-TP

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất