



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA VAGIODIN

Giới thiệu:

Viên đặt phụ khoa Vagiodin chứa 200mg povidon-iod, giúp sát khuẩn đường âm đạo, dùng cho các trường hợp viêm âm đạo do nấm, và vi khuẩn.

Thành phần:

Povidon-iod, silicon dioxide, polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 1500, polyethylene glycol 4000.

Quy cách đóng gói:

Hộp 7 viên, 10 viên, 14 viên, 20 viên

Chỉ định:

Giúp sát khuẩn âm đạo, dùng cho các trường hợp viêm âm đạo do nấm Candida, Trichomonas, nhiễm khuẩn không đặc hiệu hoặc hỗn hợp

Dự phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật, sau đẻ

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với iod/povidon, người bị cường giáp, rối loạn tuyến giáp.

Mang thai và cho con bú

Viêm da herpetiformis Duhring

Liều dùng và cách dùng:

Liều dùng:

1 viên/ngày. Nếu cần thiết, đặc biệt đối với nhiễm trùng Candida albicans, có thể đặt 2 viên/ngày: sáng và tối.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào kết quả điều trị nhưng không được vượt quá 10 ngày

Trẻ em và thanh thiếu niên:

An toàn và hiệu quả chưa được chứng minh. Cần tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng trên đối tượng này

Cách dùng:

Bước 1: Lấy dụng cụ đặt ra khỏi bao bì. Kéo pít tông của dụng cụ đặt đến tối đa. Lấy viên đặt từ vị và đặt chắc chắn vào dụng cụ đặt.

Bước 2: Để đưa được viên đặt vào dụng cụ, người dùng có thể cần bóp nhẹ 2 bên sườn dụng cụ để thuốc được đẩy sâu vào dụng cụ khoảng 1cm.

Bước 3: Cần thận đưa dụng cụ đặt vào càng sâu âm đạo càng tốt, đến mức mà người dùng vẫn cảm thấy thoải mái (cách tốt nhất là nằm ngửa với đầu gối hướng lên trên). Giữ dụng cụ đặt tại vị trí đặt, từ từ nhả pít tông cho đến khi pít tông dừng lại để thuốc được đưa vào âm đạo.

Bước 4: Rút dụng cụ đặt ra và rửa sạch dụng cụ đặt bằng nước ấm rồi cất đi cho lần dùng sau. Lưu ý không vứt dụng cụ đặt vào bồn cầu.

Chú ý:

- Thuốc đặt nên được đưa vào âm đạo càng sâu càng tốt, và thời gian sử dụng tốt nhất là trước khi đi ngủ vào ban đêm để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
- Rửa sạch tay trước khi bóc vỉ và sau khi sử dụng thuốc.

Thận trọng và cảnh báo: không có

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Chú ý : Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội